



DIA-MED

Egészségügyi és Gépészeti Berendezéseket
Gyártó és Forgalmazó Kft.

2040 Budaörs Bor u. 76.
Telefon / Fax: 06 (23) 441-293
Rádiótel.: 06 (20) 9349-740
www.dia-med.hu
E-mail: dia-med@t-online.hu

Gyermek vizsgálóágy



Műszaki kivitele:

- Hegesztett zártszelvény váz
- Fejtámlája és lábrésze a vízszintestől fel- és lehajtható, két oldalon marokcsavarral rögzíthető
- A vázszerkezet beégetett fehér festéssel készül
- A fekvőfelületek zöld vagy bézs fertőtlenítőszer-tűrő műbőr bevonattal készülnek

Forgalomba hozatal: CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

Rendelési szám: VA17