

Gipszelőkocsi, gipszpólya tárolóval

Műszaki jellemzői:

- Rozsdamentes acél vázszerkezet, szálcsiszolt rozsdamentes acél munkalapok.
- Fertőtleníthető műanyag határolólapok.
- Asztaltoldal, mely használat után lecsukható és rögzíthető.
- Antisztikus kerekkel szerelve, melyből 2 db fékezhető.
- Áztató edénye és hulladék ledobója antracit színű műanyagból készült.
- A kocsi sarokpontjain ütközésgátlókat szereltek fel.
- Alsó polca 2 x 20 kg teherbírású
- Méretei: Hossza: 900 + 600 mm
Szélessége: 600 mm
Magassága: 850 mm

Fiókok

A fiókok görgős egyenesbevezetéssel kerültek felszerelésre.
Terhelhetősége: max. 8 kg.



Forgalomba hozatal: CE Megfelelőségi Nyilatkozattal.

Rendelési szám: MK18