

Szennyegyűjtő kocsi

rozsdamentes acélvázsal
(2 zsákos kivitel)



Műszaki jellemzői:

- Ø75 mm átmérőjű önbeálló kerekek, melyek közül 2 db fékezhető kivitelű
- rozsdamentes acélból hajlított vázszerkezet
- fehér színű, strapabíró műanyag kocsi alaplapp
- műanyag fedéllel ellátott zsáktartó keret, melynél a zsákok gumigyűrű szorítja a kerethez
- teljes terjedelmében mosható, fertőtleníthető kivitel
- mérete: 630x360x900 mm

Forgalomba hozatal: Gyártói nyilatkozattal

Rendelési szám: SZK11