



DIA-MED

Egészségügyi és Gépészeti Berendezéseket
Gyártó és Forgalmazó Kft.

2040 Budaörs Bor u. 76.
Telefon / Fax: 06 (23) 441-293
Rádiótel.: 06 (20) 9349-740
www.dia-med.hu
E-mail: dia-med@t-online.hu

seca 206 – Falra rögzíthető magasságmérő 0 – 220cm

- Helytakarékos, automatikus felcsévélés
- Az eredmény egyszerű leolvasása az ablakon keresztül
- Strapabíró, fémes szalag
- Mérési tartomány: 0-220cm
- Beosztás: 1mm
- Méretek: 125 x 125 x 173 mm
- Tömeg: 202g

