

seca 384 – digitális hitelesített csecsemőmérleg és gyermek-személymérleg egyben

Két mérleg egyben:
A seca 384 első közelítésben egy kényelmes bölcsővel felszerelt csecsemőmérleg. Azonban egy-kettőre 20 kg méréshatárú gyermekmérleggé alakítható. A mérőbölcső és az alaplap, amely taposómérleg-ként használható, biztonságosan



csatlakozik egymáshoz, így a csecsemő mérése is teljesen biztonságos. A mérleg további előnye, hogy az anya-tejbevitel-funkcióval (BMIF) egyszerűen megállapítható a szopott anyatej mennyisége. A robusztus és mégis pehelykönnyű készülék könnyen szállítható, az önmagukért beszélő gombokkal egyszerűen kezelhető.

Jellemzők:

- Méreghatár: 20 kg
- Osztás: 10 g < 10 kg > 20 g
- Funkciók: TARA, HOLD, BMIF
- Kiegészítők: seca 413 hordtáska



A bölcső egy gomb-nyomással eltávolítható