

Rozsdamentes acéltalpú ágy, mechanikus magasságemeléssel (masszórág)



Rendeltetése:

- Mechanikus magasságállítású ágy, mely elsősorban masszöröknek készül.

Műszaki kivitele:

- Az ágy váza hegesztett fehér beégetett festéssel vagy szálcsiszolt rozsdamentes-acélból készül.
- Az ágy "talpai" minden esetben rozsdamentes-acélból készülnek. Az ágy tapadását a helyiség aljzatához gumitappancsok segítik!
- Fekvőfelülete: 30 mm vastag habszivacsra fertőtlenítőszer tűrő műbőrt igényesen kárpitozunk. A fekvőfelületek kialakítása megegyezik a rombuszágyak fekvőfelületének kialakításával.
- Fejtámlája arckivágással készül, állítása a vízszintestől felfelé és lefelé is lehetséges
- Fekvőfelület mérete: 1970 x 650 mm
- Magasságállítás: 700 – 750 – 800 – 850 mm

Forgalomba hozatal: CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

Rendelési szám: (fekvőfelület) 2 részes – MA10, 4 részes – MA11, 5 részes – MA12