

## **seca 813** – digitális nagy teherbírású (200kg!) lapmérleg



A seca 813 a biztonságot kényelemmel ötvözi. Rendkívül könnyű a mérlegre felállás nagyon kis magassága miatt (47mm), és a jól tapadó, kellemesen puha felületének köszönhetően. Ugyanakkor erős, ütésálló anyagból készült és a tisztítása is rendkívül könnyű. 200 kg a terhelhetősége, állófelülete extra széles, ezért optimális túlsúlyos emberek mérésére. A kijelzője könnyen leolvasható, valamint rálépéskor automatikusan bekapcsol és nullázza magát a mérleg.

### **Jellemzők:**

- Méréshatár: 200 kg
- Osztás: 100 g
- Állófelület mérete: 433 x 47 x 373 mm
- Tömege: 2,6 kg
- Áramellátás: elemről
- Funkciók: Automatikus kikapcsolás, BMI, kg/lbs mértékegység váltás