

seca 799

Digitális, állványos személymérleg



Jellemzők:

- Hitelesített és újrashitelesíthető
- Állványos kivitel
- Digitális kijelző
- Beépített akkumulátorról működik
- Alacsony fogyasztás
- Intelligens funkciók
- Gumiborítású taposólap
- Könnyen szállítható a görgők révén

Műszaki adatok:

- Méréshatár: 200 kg
- Pontosság: 100 g < 150 kg > 200 g
- Tápellátás: elemről vagy hálózati adatterről (opció)
- Méretek: 294 x 831 x 417 mm
- Súly: 6,3 kg
- Funkciók: TARA, HOLD, BMI, automatikus/manuális kikapcsolás
- Opció: seca 447 hálózati adapter, seca 220 mérlegre szerelhető magasságmérő
- CE: 0109, 0123