

## Fellépő zsámolyok

### Kivitel:

- Lépőfelület: csúszásmentes gumi vagy csúszásmentes acél
- Lépőfelület méretei: 450 x 250 mm
- Magasság: 200mm
- Készülhet beégetett festésű vázzal, ill. rozsdamentes acél vázzal



**Egylépcsős zsámoly**



**Kétlépcsős zsámoly**

### Rendelési szám:

- 1 lépcsős rm **OR21**
- 2 lépcsős rm **OR22**
  
- 1 lépcsős festett **OR19**
- 2 lépcsős festett **OR20**