

## VÉRVÉTELI ÁGY



- | Hegesztett, beégetett festésű acélváz
- | 0 - 75° között gázdugattyúval állítható háttámla
- | Formatervezett, sugárirányban kihajtható karfák
- | Önbeálló, fékezhető kerekek
- | Méretek:
  - o Hosszúság: 2000 mm
  - o Szélesség: 520 mm
  - o Ülőmagasság: 500 mm
  - o Súly: 68 kg



Forgalomba hozatal: CE Megfelelőségi Nyilatkozattal  
Rendelési szám: **VV10**