

## Medikai kocsi „JANA”



Rendeltetése: Orvostechnikai anyagok, eszközök rendezett tárolása

Felépítése:

- Rozsdamentes acél hegesztett vázszerkezet
- Formatervezett lekerekített tető- és fiókelőlapok
- Tolórúdja is rozsdamentes acélból készül
- Fiókjai teljesen kihúzhatók, végpontjaiban (betolt állapotban) záródnak, így a kocsi helyváltoztatásánál nem csúsznak ki
- Könnyen tisztítható, fertőtleníthető
- Mérete: 650 x 400 x 800 mm (800 mm a magassága)

Kerekei: 2 fékes, 2 nem fékes kerék, felette ütközésgátló

Hulladékgyűjtője: pedálos kivitelű

Forgalomba hozatal: CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

Rendelési szám: MK25