

Rombusz kezelőágy osztott fejtámlával és fekvőfelülettel hidraulikus magasságállítással (5 részes kivitel)



Műszaki jellemzői:

- Ø50 mm-es duplasoros kerekei fékezhető kivitelűek, melyek nagy stabilitást biztosítanak
- szinterezéssel védett, masszív hegesztett acélszerkezet
- fertőtlenítőszer-tűrő műbőrrel bevont igényesen kárpitozott öt részes fekvőfelület, melynek színe választható
- habszivacs vastagság: 30 mm
- fejtámla osztott kivitelű, középen orrsliccel
- kartámaszok pozíciója az arretáló karok segítségével süllyeszthető-emelhető
- fejtámla állítás: fejtámla állítás: gázdugattyú segítségével $\pm 35^\circ$ között a kívánt pozícióban történő rögzítéssel, fokozatmentesen
- fix medencerész
- lábész állítás: arretáló mechanika segítségével fokozatonként 0-30°-ban
- magasságállítás: hidraulikus munkahenger révén, lábpedál segítségével 600-900 mm között
- fekvőfelület mérete: 1970x650 mm vagy 1970x700 mm
- terhelhetőség: 160 kg
- opció: *eltérő fekvőfelület méret/papírlapedő tartó*

Forgalomba hozatal: CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

Rendelési szám: RO23