

## seca 665 Digitális hitelesített kerekesszék mérleg

Ez egy digitális nagyméretű kerekesszék/többfunkciós lapmérleg.

Különösen túlsúlyos, kerekesszékben ülő és álló-betegek mérésére alkalmas, akár dialízis során is. A rendkívül alacsony mérőfelület és az automatikusan leengedett felhajtó biztosítja a könnyű felhajtást a mérlegre. A stabil oldalsínek és a fekete bordázott gumifelület további biztonságot nyújt.

Szállítógörgők, fogantyú és eldönthető kijelzőállvány teszik egyszerűbbé a mérleg mozgását.

- Terhelhetőség: 300 kg
- Osztás: 100 g < 200 kg > 200 g
- Funkciók: pre-TARE, TARE, HOLD, csillapítás, meréstartomány-váltás
- Opció: RS232 csatlakozó seca 460

