

seca 675 Digitális hitelesített kerekesszék mérleg

Ez egy digitális nagyméretű kerekesszék/többfunkciós lapmérleg.

Különösen túlsúlyos, kerekesszékben ülő és álló-betegek mérésére alkalmas, akár dialízis során is. A kábeles kijelző bárhova elhelyezhető (íróasztalra, pultra) a kényelmes leolvasás és kezelés érdekében. A kijelzőegysége falra is szerelhető. Szállítógörgők és fogantyú teszi egyszerűbbé a helyváltoztatást.

- Terhelhetőség: 300 kg
- Osztás: 100 g < 200 kg > 200 g
- Funkciók: pre-TARE, TARE, HOLD, BMI, csillapítás, meréstartomány-váltás
- Opció: RS232 csatlakozó seca 460, seca 472 állvány a vezetékes kijelzőhöz, seca 470 második felhajtó

