

Iszapkezelőágy

állítható fejtámlával, elektropolírozott rozsdamentes acélvázal



Műszaki jellemzői:

- masszív hegesztett, felületkezelt elektropolírozott rozsdamentes acélból készült vázszerkezet
- fertőtlenítőszer-tűrő prémium műbőrrel bevont igényesen kárpitozott két részes fekvőfelület, melynek színe választható
- habszivacs vastagság: 30 mm
- fejtámla állítás: arretáló mechanika segítségével 0-40° között
- fekvőfelület mérete: 1970x900 mm
- magasság: 700 mm
- terhelhetőség: 150 kg
- opció: *eltérő magasság/eltérő fekvőfelület méret*

Forgalomba hozatal: EU Megfelelőségi Nyilatkozattal

Rendelési szám: VA12