

## Delta terápiaszék

### A mobil masször kiváló segítőtársa

- Fokozatmentes magasság- és dőlésszög állítással, állítható fejrészrel és melltámasszal. A fejrész extra puha arcpárnával készült, billenthető és a kívánt helyzetben rögzíthető. Az ülés magassága állítható.
- Csak 7kg tömegű az ezüst eloxált alumíniumkeret miatt. Összecsukva könnyen szállítható és pillanatok alatt összeszerelhető. Vállövvel szállítva.
- Hossz x Szélesség x Magasság (összecsukva): 135 x 50 x 25 cm
- Fejrész magassága és dőlésszöge állítható. Párnázott kéztámasz, melltámasz, magassága és dőlésszöge állítható. Az összecsukott széket egy heveder segítségével vállra akaszthatjuk, így könnyen szállíthatóvá válik a szék.
- Robusztus nyílonszövet hord táskák tengerkék színben (felárért) rendelhető.



Forgalomba hozatal: CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

Rendelési szám: FI17