

Medikai kocsi

**6 fiókkal, gyógyszerosztó funkcióval,
billenő fedeles hulladéktárolóval
(rozsdamentes kivitel)**



Műszaki jellemzői:

- 4 db Ø100 mm átmérőjű kerekek, melyek közül 2 db fékezhető
- rozsdamentes acél hegesztett vázszerkezet
- oldalai, hátfala ütésálló, fertőtleníthető műanyag
- 3 oldalon peremezett műanyag tető
- formatervezett, lekerekített műanyag fiók előlapok
- 6 db teljesen kihúzható fiók
- egyik oldalon toló fogantyúval
- másik oldalon billenő fedeles hulladéktároló
- könnyen tisztítható, fertőtleníthető kivitel
- mérete: 645x400x930 mm
- opció: *fiókok rekeszes felosztása a gyógyszerek rendezett tárolására*

Forgalomba hozatal: Gyártói nyilatkozattal

Rendelési szám: MK22